

DEOTEX SANY

PMC – PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO. Registrazione del Ministero della Salute N. 20611

Descrizione:

DISINFETTANTE MULTIUSO. ELIMINA VIRUS, BATTERI, LIEVITI E FUNGHI.

Modo d'uso:

Erogare il prodotto da una distanza di 20 cm sulla superficie da trattare pulita, lasciare agire 5 min, per funghi 15 min. La speciale valvola "one-shot" consente, secondo necessità, l'erogazione del prodotto a svuotamento totale (fare forte pressione sulla valvola sino al blocco). Non sostare nell'ambiente/abitacolo durante l'erogazione e al termine areare 5 min. Tenere la bombola in posizione verticale.

Avvertenze:

Per la manipolazione del prodotto, osservare i consigli sulla scheda di sicurezza.

Composizione per 100g di prodotto Semilavorato: 84.04g/100g alcol etilico; co-formulati; profumo; q.b. a 100g.

Il prodotto semilavorato viene inserito in una bomboletta aerosol in presenza di propellente che ne permette l'erogazione.

Test	Esito	Note
EN1276-Iso 17025	Battericida al 50%, 5 minuti, condizioni di pulito	S.Aureus-P.Aeruginosa-E.Coli-E.Hirae
EN1650-Iso 17025	Lieviticida al 50%, 5 minuti, condizioni di pulito Fungicida all' 80%, 5 minuti, condizioni di pulito	C.Albicans-A.Brasiliensis
EN14476-Iso 17025	Virucida spettro limitato al 50%, 5 minuti, condizioni di pulito	Adenovirus Type 5-Murine norovirus
EN13697-Iso 17025	Battericida al 100%, 5 minuti, condizioni di pulito	S.Aureus-P.Aeruginosa-E.Coli-E.Hirae
EN13697-Iso 17025	Lieviticida al 50%, 5 minuti, condizioni di pulito Fungicida al 100%, 15minuti, condizioni di pulito	C.Albicans-A.Brasiliensis
EN16777-Iso 17025	Virucida al 100%, 5 minuti, condizioni di pulito	Adenovirus Type 5-Murine Norovirus
EN 14476	Efficace all'80% contro il Bovine BetaCoronavirus, 5 minuti, condizioni di pulito	Bovine BetaCoronavirus

Caratteristiche tecniche:

Aspetto e colore: Aerosol

Odore: Caratteristico

pH: 9.91 ± 0.5

Densità: 0.802 g/cm³ +/- 0,005

Punto di infiammabilità: < 23°C

Solubilità in acqua: Solubile

Stoccaggio:

In confezione integra e conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Packaging:

CONFEZIONE	BOX	COD. ART.
250 ml	24 PZ	79973
400 ml	12 PZ	700003

FRA-BER s.r.l.
Resp. Laboratorio

Documento firmato in originale presso la sede. I dati contenuti sono frutto di ricerche tecnologiche del nostro laboratorio e vengono forniti a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità derivante da una scelta errata del prodotto e della mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere sempre verificate dall'utilizzatore.